

点検・修理報告書

管理 No. 20180920

発行日: 2018年 9月 18日

機種/型式			
作業年月日	H30 年 9 月 14 日		作業時間: Hr
顧客名	ハナブサ歯科医院 様		TEL:
所在地	兵庫県姫路市元塩町98		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100263	運転回数: 382回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー12 ドアセンサ異常			
エラー14 真空時間オーバー異常			
原因			
コンデンサーの容量が低下したため、真空ポンプの動きが悪くなった。			
処置、作業内容			
コンデンサーを強化したコンデンサーに交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	コンデンサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

姫路市元塩町98日

英 歯 科 医 院

TEL (079) 282-8188

ご署名 英 一 雄



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者