



株式会社IHシバウラ

環境事業部 環境サービスGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL086-944-6528
FAX086-942-9030

IC ClaveクラスBオートクレーブ設置報告書

お客様	名称	菅島歯科医院 様	製造番号	100098	ご確認 北ノ
	住所	兵庫県西宮市浜松原町21-1	納入検査実施日	2016年4月19日	
	納入場所		納入検査実施者	エムシーサービス(株) 黒田	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目		
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ		
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認		
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態		
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ		
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ		
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内		
	✓	網カゴ、破損汚れ		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態		
	✓	缶内スレーナーの損傷・汚れ		✓	キズ・汚れ		
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷		
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	運転プログラムの確認		
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	入力・出力確認		
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	B&Dテスト実施		
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	✓	リークチェックテスト		
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ					
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>異常なし</td> </tr> <tr> <td>✓</td> </tr> </table>			異常なし	✓	その他	✓	付属品の確認
異常なし							
✓							
		✓	運転説明				
		✓	装置内運転時異音				

備考			
		クリアランス寸法	上部・左右・背面
			上部解放 左右解放 背面71
		コンセント電圧	
		200V	