

お客様	名称	uの歯科	製造番号	100012	点検 実施日	2018-5-9	ご承認印	比良町
	住所	高松市木太町2063-6	運転回数	1063 回	点検 実施者	H1777777 小山		
	納入場所		サービス形態		モリタ 担当者			

計裝(安全)

☒	圧力計0点指示誤差
ドア	
☒	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
☒	開閉ハンドル取付け状態・動作確認
☒	フック取付け状態・動作確認
☒	フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
☒	ビス・ナット・ホーローセット増し締め
☒	ドアカバーの取り付け状態・割れ
☒	フック検出ユニット作動確認
☒	ドアロックユニット作動確認
☒	蓋板のキズ・汚れ
☐	
缶体	
☒	割れ・キズ・腐食・汚れの有無
☒	滅菌温度センサの汚れ
☒	トレー棚・滅菌トレー（網バスケット）の破損、汚れ
☒	缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ✓ フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- ✓ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- ✓ 給気弁の作動状態・漏れ
- ✓ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ✓ 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- ✓ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ✓ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ✓ ストレーナーの汚れ
- ✓ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ✓ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ✓ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ✓ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ✓ 大気圧検知圧カスイツチの作動状態・漏れ
- ✓ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ✓ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ✓ フランジパッキン漏れ
- ✓ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ✓ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ✓ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ✓ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

☒ 水漏れ・異常音の確認
☒ 真空到達度

給水タンク

- ✓ 給水タンクの損傷・漏れ
- ✓ 下部給水弁の漏れ
- ✓ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ✓ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ✓ タンクの汚れ・漏れ
- ✓ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
✓	電源スイッチの作動状態
✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
✓	各基板のコネクター緩み確認
✓	端子の緩み・コネクターの接続確認
✓	配線の変色・損傷有無・結束状態
✓	圧力センサーの取付け状態・入力確認
✓	ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

レ	本体の水平確認・基準傾き内
✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
✓	キズ・汚れ
✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

☒ 運転プログラムの確認
☒ 入力・出力確認

消耗品

- ✓ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ✓ エアフィルターのつまり、汚れ

性能評価

／	B&Dテスト実施
✓	ケミカルインジケーターによる判定
✓	リークチェック
✓	キャリブレーションの実施(温度・圧力)

運転確認	
合	否

総運転回数
3372回

インジケータ貼り付け

[REDACTED]

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

[illegible]

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030