

点検・修理報告書

管理 No. 20180560
発行日：2018年 7 月 27 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター		
作業年月日	2018 年 7 月 27 日		作業時間： Hr
顧客名	はびねす歯科石橋駅前クリニック	様	TEL：
所在地	大阪府池田市石橋1-13-1 2F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 8 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14060075	運転回数： 2277	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
------	----------------	------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エウ-3 機器内漏水

原因

排水フィルターが目詰りし循環ホースに不具合が
かかっているため循環ラインより水漏れ

処置、作業内容

機器内の水を除去
格部増締め。

特記事項

排水フィルターの手直しを
お願いします。


	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

はびねす歯科
石橋駅前クリニック
www.happiness-dc.jp

日



ご署名 563-0032 大阪府池田市石橋1-13-1 2F 印
TEL: 072-762-4619 FAX: 072-762-4619

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

11	山
----	---