

《不具合対応報告書》

担当者: 小、山

【発生日】 年 月 日

【対応日】 2019 年 5 月 21 日

【連絡元】 ☒ モリタ (担当者: モリタ)

☐ ユーザー

☐ その他 ()

【ユーザー名 & 県名】 ムーミン歯科 (大阪)

Wd-150

IC Washer【機番:14070117】

IC Clave【機番: 】

【症状】

「洗剤を交換して下さい」の表示が消えない

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☐ 現地対応

《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
☐ その他 ()

【給水方法】 ☒ 水

☐ 水 & お湯

【ラック種類】 ☐ 標準ラック

☒ ハンドピース用ラック

《メクラ柱の使用》 ☐ 有 ☐ 無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐ 有 ☐ 無

吸引管のオマ

【備考】

洗剤チェーブの接触不良

洗剤チェーブ・仕上剤チェーブの交換
(中古品) (中古品)

【症状】

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☐ 現地対応

《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
☐ その他 ()

【給水方法】 ☐ アイオニー使用

☐ 精製水購入

☐ その他 ()

【滅菌バッグ】 ☐ ディスポ

☐ リユース

【網の種類】 ☐ トレー棚

☐ 網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

【備考】