

点検・修理報告書

管理 No. 20195549
発行日: 2019 年 12 月 4 日

機種/型式	ウォッシャーディスインエクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 12 月 4 日		作業時間: Hr
顧客名	すがしま歯科 様	TEL:	
所在地	兵庫県西宮市浜松原町21-1 1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 4 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100111	運転回数: 2040 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	--------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

仁上剤の減りが早い

原因

仁上剤ホニフ内チューブの劣化

処置、作業内容

仁上剤ホニフ内チューブ交換
洗剤ホニフ内チューブ交換
HEPAフィルター、プレフィルター交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償

部品代 合計

技 術 料

出 張 料

合計 〒662-0923 兵庫県西宮市浜松原町21-1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

すがしま歯科
TEL(FAX):0798-38-8739

ご署名


印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者



小
山