

点検・修理報告書

管理 No. 20191078
発行日: 2019 年 10 月 3 日

機種/型式	ウォッシャーディスイネクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 10 月 3 日		作業時間: Hr
顧客名	耳原歯科診療所	様	TEL:
所在地	大阪府堺市堺区大仙西町 6-184-2		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 4 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100211	運転回数: 83 / 1346 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー 循環水圧低下			
原因			
循環ポンプの故障			
処置、作業内容			
循環ポンプ交換			
特記事項			
フィルター 3 変更 ジョイントゴム変更			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 10 月 3 日

ご署名 與那嶺三重

修理業者	株式会社IHIアグリテック 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL: 086-944-6528 FAX: 086-942-9030	責任技術者	作業者
		富田	小川