

点検・修理報告書

管理 No. 20201128

発行日: 2020 年 / 月 / 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2020 年 / 月 / 日	作業時間: Hr	
顧客名	あさくら歯科 様	TEL:	
所在地	兵庫県川西市火打1-16-6 オアシスタウンキセラ川西2F	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2019 年 7 月 8 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100385	運転回数: 250 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	-------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

洗浄槽満水 エラー2

原因

排水ホースの取り回しに付
排水不良

処置、作業内容

排水ホースの取り回しを改善

特記事項

ハンドピースホルダーの付 松岡様へ連絡

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒666-0017 兵庫県川西市火打1丁目16番6号 日
オアシスタウンキセラ川西2Fメディカルゾーン

あさくら歯科

ご署名

tel・fax 072-756-8028



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
	小ハ