

## 点検確認書

株式会社 IHI シバウラ  
環境事業部

点検担当者:

中澤-裕



|       |              |      |        |      |        |
|-------|--------------|------|--------|------|--------|
| 点検年月日 | 平成21年 7月 10日 | 機種名  | ONW-10 | 製造機番 | 001192 |
| 設置場所  |              |      |        | TEL: |        |
| 設置時期  | 平成 年 月 日     | 運転回数 | 630    | 御対応者 |        |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |                                              |                                                                 |
|------------|------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |                                              |                                                                 |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/>                                        |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/>                                        |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/>                                        |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/>                                        |
| ランプ類       |      |                                     |                                              |                                                                 |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/>                                        |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/>                                        |
| 洗浄動作       |      |                                     |                                              |                                                                 |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>            |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>            |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>            |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>            |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>            |
| 性能確認       |      |                                     |                                              |                                                                 |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: 0.54~0.63 mg/L                           |                                                                 |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |                                                                 |
| 酸素発生       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: 93.1% 流量: 0.73 L/min 圧力: 0.102~0.182 MPa |                                                                 |
| 水漏れ確認      |      |                                     |                                              |                                                                 |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>            |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>            |
| 清掃         |      |                                     |                                              |                                                                 |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                             |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                             |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 調整                                           | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>            |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 調整                                           | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/>            |

| 交換部品           |                                        | 数量 | コメント                              |
|----------------|----------------------------------------|----|-----------------------------------|
| 吸着筒            | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 | 新型PSA換装及び<br>総合点検を実施しました。         |
| 吸湿筒            | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 |                                   |
| ドレン用フィルタ       | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 |                                   |
| オゾン分解触媒        | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 | ★以外の交換部品は<br>別紙点検工事写真をご参照<br>下さい。 |
| 排水ホース          | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 |                                   |
| 水ポンプ (P-1~P-3) | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 三台 |                                   |
| オゾンセンサー        | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一台 |                                   |
| トレー            | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一台 |                                   |
| PSAコンプレッサー     | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一台 |                                   |

写真1:製造銘板

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 名称    | 内視鏡洗浄機                      |
| 型式    | ONW-10                      |
| 定格電圧  | AC100V                      |
| 定格周波数 | 50/60Hz                     |
| 消費電力  | 500W                        |
| 製造番号  | 001192                      |
| 販売元   | 石川島播磨重工業株式会社<br>石川島芝浦機械株式会社 |

762900940

写真2:交換部品

修理見積書に記載した交換部品の写真です。  
吸着筒、吸湿筒、ドレン用フィルタは今回無償で交換しました。

