

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書




株式会社エムシーサービス

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地4-6

NO. 00000

TEL(086)944-6528 FAX (086)944-9026



お客様	名称	レムみ歯科石神井台 様	製造番号	100069	ご確認	金田
	住所 TEL	東京都練馬区石神井台4-7-3 石神井台クリニックモビル2F, 03-3226-0648	納入日	2016年2月5日		
	モリタ・営業所・担当TEL	東京商品営業 田嶋様	納入検査・金社・実地者	エムシーサービス(株) 尾住		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	✓		入力・出力確認	
洗剤ポンプ	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価		インジケーターによる残渣判定(TOSI)
		洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	／	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ			運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
	✓	SDソケットの反応・汚れ			
	✓	行程表示槽内LEDの点灯	設置クリアランス		
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ	✓		

備考	数量
後日洗剤缶を交換、	
り取り扱い説明、	