

東京リバーサイドクリニック インジケータ変色不良

H27 1/21訪問時の状況写真



ユーザー様にて変色不良のあったインジケータ見本。
変色不良のインジケータは一枚しか持っていなかった。

残り4枚は訪問当日に運転テストして
インジケータ変色を確認。
ユーザー所有のインジケータを使用。
色変わり問題なし。
14分 & 19分モードを2回ずつ運転。
(ユーザー所有インジケータは1/8に新鋭から送ったもの)
また器械酸素濃度も確認→92%だった。

このように新・旧インジケータ色見本が混在していたので、インジケータ色見本改定で確認頂くよう説明。

（ちなみに変色不良インジケータは新色見本では 良の部分に入る

