

妹尾内科様 対応時OED運転状況

装置情報 (戻る)

型式	OED-1000
製造番号	100206
プログラム	Ver. 0107/T01.A
納入年月日	10/11/08
前回定期交換日	14/11/27
交換後運転回数	205
運転回数(殺菌)	1097
運転回数(殺菌+アル)	2594
運転回数(リークチェック)	2555
運転回数(自己洗浄)	205
運転回数(アルコール単独)	0
運転回数(エア単独)	3

(消去) **殺菌履歴** (戻る)

Date	Time	オゾン濃度	作業者No.	スコアNo.	mode
02/24	10:03	0.72	2	1	0
02/24	10:49	0.72	2	1	1
02/24	15:10	0.71	1	4	1
02/24	15:46	0.72	1	1	1
02/25	09:53	0.72	3	2	1
02/26	09:59	0.71	3	2	0
02/26	10:46	0.72	3	5	1
02/26	11:28	0.71	3	2	1

最新 ↑ ↓ 印刷

(消去) **共用履歴** (戻る) Ct

Date	Time	Error
12/12	10:46	オ-パ-70-異常 (E:205)

↑ ↓

(戻る) **作業者を登録してください。** (次頁)

No	登録名	No	登録名
01	IMANISHI	06	
02	MOROISHI	07	
03	KATOU	08	
04	SAKAI	09	
05	HAYATA	10	

時刻記録 12:09 (前) (次)

(開始から3分以上経過のこと)

オゾン水濃度計動作確認
パルス数 413 (空気測定値)

オゾンセンサ動作確認
オゾンを当てる
数値が上がり、ALLのみ消えること
出力値 [ALL] [ALE]

(戻る) **内視鏡を登録してください。** (次頁)

No	登録名	No	登録名
01	2013447	06	
02	2521839	07	
03	2411298	08	
04	2410553	09	
05	2702172	10	