

■つかさクリニック様状況



インジケータをすぐ使用出来るように半分だしてある。
 一日の朝一番はインジケータの色変わりが悪いが、それ以降は色変わりOK
 これが朝一番の色変わりの悪い原因かもしれないことを伝えた。

リセット釦	正常	☒	交換	☐
上釦	正常	☒	交換	☐
ルモード釦	正常	☒	交換	☐
ル	正常	☒	交換	☐
	正常	☒	交換	☐
ク	正常	☒	交換	☐
	正常	☒	交換	☐
順方向	正常	☒	交換	☐
逆方向	正常	☒	交換	☐
エアバージ	正常	☒	交換	☐
ルフラッシュ	正常	☒	交換	☐
解ファン	正常	☒	交換	☐
	正常	☒	交換	☐
振動	正常	☒	調整	☐
濃度	正常	☒	濃度: 0.50 mg/L	
ンジケータ	正常	☒		

点検時のインジケータテープ色変わり