

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S	製造番号: 300292
作業年月日	平成 27 年 4 月 13 日	作業時間: / Hr (28)
顧客名	新橋八九十会クリニック	TEL: 03-3434-1114
所在地	東京都港区新橋4-9-1 新橋プラザビル2階	担当 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成 26 年 4 月 12 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒
オゾンセンサ 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒
水漏れ確認 正常 ☒
清掃 正常 ☒
トレー 正常 ☒
消毒槽コネクタ 正常 ☒

0~1

清掃 ☐

消毒槽 LED 正常 ☒
エアライン 正常 ☒
オゾン水濃度計動作 正常 ☒
排水栓、排水ライン 正常 ☒
細管送水ライン 正常 ☒
排気ライン 正常 ☒
オゾン濃度 正常 ☒
異常音、振動 正常 ☒
電源コード 正常 ☒
消毒チューブ類 正常 ☒

バルス数 549

履歴 0.72 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 34	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 34	消毒+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 18	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 4 月 13 日

ご署名

園田 裕子



修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者



工屋