

東伊興クリニック
OED定期メンテ時の器械状況

異常履歴				消去
Date	Time	Error		
02/07	09:25	原水汚れ異常	(E:209)	3
02/07	11:38	原水汚れ異常	(E:209)	3
02/07	11:54	いれど異常	(E:214)	1
04/01	10:48	消毒時給水異常	(E:202)	3
07/08	10:13	消毒時給水異常	(E:202)	3
07/24	12:23	濃度維持異常	(E:302)	2
08/05	10:36	ろ過水生成注意	(E:110)	1
08/05	10:40	ろ過水生成異常	(E:207)	1
08/26	17:04	濃度維持異常	(E:302)	2
10/14	10:58	原水汚れ異常	(E:209)	3

異常履歴				消去
Date	Time	Error		
11/07	18:06	酸素圧力異常2	(E:200)	1
12/18	09:57	消毒時給水異常	(E:202)	3
02/07	09:25	原水汚れ異常	(E:209)	3
02/07	11:38	原水汚れ異常	(E:209)	3
02/07	11:54	いれど異常	(E:214)	1
04/01	10:48	消毒時給水異常	(E:202)	3
07/08	10:13	消毒時給水異常	(E:202)	3
07/24	12:23	濃度維持異常	(E:302)	2
08/05	10:36	ろ過水生成注意	(E:110)	1
08/05	10:40	ろ過水生成異常	(E:207)	1

内視鏡を登録してください。次頁			
No	登録名	No	登録名
01	EG530/NW	06	
02	EC590/WM3	07	
03	EG550/WE	08	
04		09	
05		10	

作業者を登録してください。次頁			
No	登録名	No	登録名
01	KOBAYASHI	06	
02	TANISAKO	07	
03		08	
04		09	
05		10	

その他設定メニュー 戻る

アルコール 注入量調整: 減 増

処理開始時 入力確認 時刻調整

作業者: C 20 15/11/06

内視鏡: C 15:06

患者ID: C

事前作業: C 更新