

高戸橋クリニック
オゾン水生成異常&注意対応

05/30	08:08	消毒時給水異常 (E:202)	1
06/21	11:11	濃度維持異常 (E:302)	1
06/24	11:28	氷生成注意 (E:110)	2
06/24	11:32	氷生成異常 (E:207)	2
06/27	11:27	氷生成注意 (E:110)	2
06/27	11:31	氷生成異常 (E:207)	2

05/30	08:08	消毒時給水異常 (E:202)	1
06/21	11:11	濃度維持異常 (E:302)	1
06/24	11:28	氷生成注意 (E:110)	2
06/24	11:32	氷生成異常 (E:207)	2
06/27	11:27	氷生成注意 (E:110)	2
06/27	11:31	氷生成異常 (E:207)	2

装置情報		戻る
型式	OED-1000S	
製造番号	300829	
プログラム	Ver. 0207/T02C	
納入年月日	16/03/31	
前回定期交換日	16/03/31	
交換後運転回数	115	
運転回数(消毒)	92	
運転回数(消毒+アル)	23	
運転回数(リークチェック)	0	
運転回数(自己洗浄)	13	
運転回数(アルコール単独)	5	
運転回数(エア単独)	25	

Date	Time	オゾン濃度
06/27	09:15	0.69
06/27	09:33	0.69
06/27	09:53	0.69
06/27	10:08	0.69
06/27	10:27	0.70
06/27	10:48	0.69
06/27	11:08	0.69
06/27	11:48	0.69
06/27	12:07	0.67

時刻記録	13:30	前	次
(開始から3分以上経過のこと)			
オゾン水濃度計動作確認			
パルス数	543	(空気測定値)	
オゾンセンサ動作確認			
オゾンを当てる			
数値が上がり、ALLのみ消えること			
出力値	1	ALL	ALL