

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 1 月 23 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 1 月 15 日		作業時間： Hr
顧客名	コランデンタルクリニック 様	TEL： 043-312-4145	
所在地	東京都国分寺市戸倉1-5-14 恋ヶ窪ローズハイツ1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 9 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100127	運転回数：805	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ドアの開放状態で開きっぱなしになる			
原因			
・ドアワイヤー切れ			
処置、作業内容			
・ドア開閉部品等の強化対策を実施しました (別紙参照)			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・ドア開閉強化部品		一式		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 1 月 28 日

ご署名

黒高 原 中 洋



修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者