

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20161124
発行日：平成 28年 11月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300148
作業年月日	平成 28 年 11 月 21 日	作業時間： Hr
顧客名	さいたま新開橋クリニック 様	TEL： 048-795-4760
所在地	埼玉県さいたま市西区宮前408-1	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 25 年 11 月 26 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容	
定期保守点検およびオーバーホール依頼	
不具合原因、作業内容	
作業が遅れまして大変申し訳ありませんでした。	
定期交換交換部品を含めてオーバーホールを実施いたしました。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 423
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ありませんでした。	

装置 情報	交換後運転回数：	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：10588	殺菌/消毒+アル：2949
	リークチェック：5	自己洗浄：769	アルコール単独：0	エア単独：4

交換部品名称	見積部品No	交換	数量	交換部品名称	見積部品No	交換	数量
定期交換部品	1	☒	1 式	酸素、給水電磁弁	9~10	☒	1 式
メインポンプ、排水ポンプ	2~3	☒	1 式	アルコールライン電磁弁	11	☒	1 式
エアポンプ	4	☒	1 式	配管バルブ、フタバルブ	12	☒	1 式
排気ファン	5	☒	1 台	タッチパネル		☒	1 台
ドレンバルブ ASSY	6	☒	1 台			☐	
マニホールド電磁弁	7	☒	1 式			☐	

機械受付日：平成28年08月04日
機械出荷日：平成28年11月22日修理業者 株式会社 IHI シバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者