

装置情報 戻る

型式	OED-1000S
製造番号	301417
プログラム	Ver. 0207/T03C
納入年月日	18/03/20
前回定期交換日	18/03/20
交換後運転回数	198
運転回数(消毒)	91
運転回数(消毒+アル)	107
運転回数(リークチェック)	0
運転回数(自己洗浄)	80
運転回数(7L-1単位)	0
運転回数(17単位)	0

消毒履歴 戻る

	Date	Time	オゾン濃度
1	09/13	11:18	0.65
2	09/14	09:05	0.68
3	09/14	18:21	0.67
4	09/15	09:01	0.68
5	09/15	09:24	0.66
6	09/18	09:01	0.68
7	09/18	09:31	0.65
8	09/19	09:24	0.69
9	09/19	18:43	0.67
10			
11			

最新 ← ↑ ↓ → USB

異常履歴 消去

Date	Time	Error	Ct
09/19	08:48	オゾン-70-異常 (E:205)	10
09/19	08:48	レベル異常 (E:214)	8
09/19	08:50	オゾン-70-異常 (E:205)	10
09/19	08:50	レベル異常 (E:214)	8
09/19	08:56	オゾン-70-異常 (E:205)	10
09/19	08:56	レベル異常 (E:214)	8
09/19	09:00	オゾン-70-異常 (E:205)	10
09/19	09:00	レベル異常 (E:214)	8
09/19	12:47	オゾン-70-異常 (E:205)	10
09/19	16:51	オゾン-70-異常 (E:205)	10

↑ ↓ USB 戻る

自己洗浄 異常停止中

消毒槽水位異常です。
途中停止します。

18/09/19 16:51

↑ 16:51分の異常