

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 3 月 25 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 301408
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業年月日 2020 年 3 月 25 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	仁愛内科クリニック 様	TEL: 03-6906-8553
所在地	東京都渋谷区宇田川町3-7	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 3 月 1 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
2020年 定期保守点検	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 560
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0207 / T04C
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	

装置情報	交換後運転回数: 72 → 0 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 70 /	殺菌/消毒+7M: 2 /
	リークチェック: 0	自己洗浄: 25	7M単独: 0
		エア単独: 0	

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 11060680			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; 水槽側	☒ 2	水フィルター	☐
No 180921-002M1			接続コネクタ; チューブ側	☒ 2		☐
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町3-7
 2020年3月25日
 医療法人社団 仁愛内科クリニック
 医師 豊田 彰二
 ご署名 E L 03-6906-8553 FAX 03-5458-8553



修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
 岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
 TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
中澤	中澤