

点検・修理報告書

管理 No. 20xxx

発行日: 2021/4/6

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年3月25日			作業時間:	8 Hr
顧客名	コランデンタルクリニック 様			TEL:	042-312-4145
所在地	東京都国分寺市戸倉1丁目5-14 1F			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2016 年 9 月 3 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	100127	運転回数:	1941回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・仕上げ剤の減りが早い。					
原因					
・仕上げ剤ポンプのDPIチューブが劣化し、ポンプが停止しているときでも少しずつ流れてしまっておりました。					
処置、作業内容					
・DPIチューブを交換いたしました。					
特記事項					
・カム1, 2、ドアパッキンも交換いたしました。					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	カム1		1		
2	カム2		1		
3	ドアパッキン		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
2021 年 7 月 29 日					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					
ご署名 黒高 原 史 洋 印					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/04/06 池	富 '21/04/06 田	佐 '21/04/06 藤