

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	製造番号: 300194
作業年月日	平成 27 年 9 月 16 日	作業時間: Hr
顧客名	所沢肛門病院	TEL: 04-2926-7521
所在地	埼玉県所沢市小手指町1-3-3	担当 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成 26 年 1 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 2 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

起動時給水異常 (E:201) 9/2 消毒時給水異常 (E:202) 9/16 9/16
排水栓入水異常 (E:209) 8/6 6/25 排水栓入水異常 (E:213) 6/2 6/16 7/3 7/8 7/13 7/17 7/24 7/31
濃度計給水異常 (E:301) 7/30 8/2 8/6

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	消毒槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 498
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒チューブ類	正常 ☒
消毒槽コネクタ	正常 ☒	オゾン水濃度計	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

9月に入った給水異常は給水フィルター・7月31日より交換済み。今日交換済み。

装置 情報	交換後運転回数: 1544	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 2278	消毒+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 274	7Lコールド: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	排水用、給水用、給水用		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 9 月 16 日

ご署名

山本 文子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

