

(勝浦市)川上医院 2014 12/5訪問データー

装置情報 戻る

型式	OED-1000S
製造番号	300297
プログラム	Ver. 0204/T02BV
納入年月日	14/07/15
前回定期交換日	14/07/15
交換後運転回数	37
運転回数(消毒)	5
運転回数(消毒+アル)	32
運転回数(リークチェック)	0
運転回数(自己洗浄)	35
運転回数(アルコール単独)	0
運転回数(エア単独)	1

消去 消去履歴 戻る

	Date	Time	オゾン濃度
1	10/24	09:25	0.71
2	10/30	09:00	0.70
3	10/31	09:15	0.71
4	11/10	09:17	0.72
5	11/14	09:36	0.72
6	11/18	09:03	0.71
7	11/20	09:10	0.71
8	12/01	09:18	0.70
9	12/02	09:06	0.71
10	12/04	09:00	0.72
11			

最新 ← ↑ ↓ → USB