

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ■		製造番号：301543
作業年月日	令和3年9月6日		作業時間：Hr
顧客名	さいたま新開橋クリニック様		TEL：048-795-4760
所在地	埼玉県さいたま市西区宮前408-1		ご担当様
販売店			ご担当様
納入年月日	2018年10月19日	保証期間内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☒ 年回目定期点検シール記入 ☐		
引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容			
定期保守点検およびオーバーホール依頼			
不具合原因、作業内容			
定期交換交換部品を含めてオーバーホールを実施いたしました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハール数922
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴0.67ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありませんでした。			

装置情報	交換後運転回数：	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：11397	殺菌/消毒+アル：2513
	リークチェック：0	自己洗浄：805	アルコール単独：2	エア単独：0

交換部品名称	見積部品No	交換	数量	交換部品名称	見積部品No	交換	数量
定期交換部品	1	☐	1式	酸素、給水電磁弁	8～9	☐	1式
メインポンプ、排水ポンプ	2～3	☐	1式	アルコールライン電磁弁	10	☐	1式
エアポンプ	4	☐	1式	配管パッキン、フタパッキン	11	☐	1式
排気ファン	5	☐	1台	24V電源、コントロール基板	12～13	☐	1台
ドレンバルブ ASSY	6	☐	1台	水槽	14	☐	1式
マニホールド電磁弁	7	☐	1式	トレー ASSY	15	☐	1式

機械出荷日：2021年9月7日

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528


責任技術者

作業者




宮宗

1:定期交換部品



2:メインポンプ、排水ポンプ、エアポンプ、電磁弁(マニホールド、酸素、アルコール、給水)



3:排気ファン、24V電源、DCモータ、カム

