

辻田クリニック 御中

## 点検確認書

株式会社 IHIシパウラ  
環境事業部

点検担当者： 黒、田

|       |             |      |        |      |          |
|-------|-------------|------|--------|------|----------|
| 点検年月日 | H21年 3月 10日 | 機種名  | ONW-10 | 製造機番 | No. 1533 |
| 設置場所  | X線室         | TEL  |        |      |          |
| 納入時期  | H20年 4月 11日 | 使用回数 |        | 御対応者 | 院長       |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |                                             |                          |    |                          |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----|--------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |                                             |                          |    |                          |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                          | <input type="checkbox"/> |    |                          |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                          | <input type="checkbox"/> |    |                          |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                          | <input type="checkbox"/> |    |                          |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                          | <input type="checkbox"/> |    |                          |
| ランプ類       |      |                                     |                                             |                          |    |                          |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                          | <input type="checkbox"/> |    |                          |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                          | <input type="checkbox"/> |    |                          |
| 洗浄動作       |      |                                     |                                             |                          |    |                          |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                          | <input type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                          | <input type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                          | <input type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                          | <input type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                          | <input type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                          | <input type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                          | <input type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                          | <input type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                          | <input type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 性能確認       |      |                                     |                                             |                          |    |                          |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度： <u>          </u> mg/L                  |                          |    |                          |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                             |                          |    |                          |
| 酸素発生       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度： 91.9 % 流量： 0.78 L/min 圧力： 122 ~ 214 MPa |                          |    |                          |
| 水漏れ確認      |      |                                     |                                             |                          |    |                          |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                          | <input type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                          | <input type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 清掃         |      |                                     |                                             |                          |    |                          |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                          | <input type="checkbox"/> |    |                          |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                          | <input type="checkbox"/> |    |                          |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                          | <input type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                          | <input type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |

| 交換部品     | 数量                                     | コメント |
|----------|----------------------------------------|------|
| 吸着筒      | 交換 <input type="checkbox"/>            | 一式   |
| 吸湿筒      | 交換 <input type="checkbox"/>            | 一式   |
| ドレン用フィルタ | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一個   |
| オゾン分解触媒  | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一個   |
|          |                                        |      |
|          |                                        |      |

H21年 3月 10日

ご署名

辻田 豊彦

※：本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。