

## 点検確認書

株式会社 IHIシバウラ  
環境事業部

点検担当者：小山 貴之

|       |            |      |        |      |     |
|-------|------------|------|--------|------|-----|
| 点検年月日 | 22年 3月 18日 | 機種名  | ONW-10 | 製造機番 | 549 |
| 設置場所  |            |      |        | TEL  |     |
| 納入年月日 | 年 月 日      | 運転回数 |        | 御対応者 |     |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |          |                                  |
|------------|------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |          |                                  |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/>         |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/>         |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/>         |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/>         |
| ランプ類       |      |                                     |          |                                  |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/>         |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/>         |
| 洗浄動作       |      |                                     |          |                                  |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>         |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>         |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>         |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>         |
| 細管洗浄 エアバージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>         |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>         |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>         |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>         |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>         |
| 性能確認       |      |                                     |          |                                  |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 濃度：      | mg/L                             |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |          |                                  |
| 酸素発生       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度：90.0% | 流量：0.78 L/min 圧力：0.128~0.219 MPa |
| 水漏れ確認      |      |                                     |          |                                  |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>         |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>         |
| 清掃         |      |                                     |          |                                  |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃       | <input type="checkbox"/>         |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃       | <input type="checkbox"/>         |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>         |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/>         |

| 交換部品     | 数量 | コメント                                  |
|----------|----|---------------------------------------|
| 吸着筒      | 一式 | オゾンセンサー故障による<br>エラー8<br>オゾンセンサー交換にて修復 |
| 吸湿筒      | 一式 |                                       |
| ドレン用フィルタ | 一個 |                                       |
| オゾン分解触媒  | 一個 |                                       |
| オゾンセンサー  | 一個 |                                       |

年 三原市大和町和泉1538-1

ご署名 大和診療所

TEL(0847) 34-0034

\*: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。