

## 点検確認書

株式会社 IHIシパウラ  
環境事業部

点検担当者: 中澤 裕

|       |                 |      |             |                   |        |
|-------|-----------------|------|-------------|-------------------|--------|
| 点検年月日 | 平成 22 年 4 月 9 日 | 機種名  | ONW-10      | 製造機番              | 000274 |
| 設置場所  | 2F 内観検査室        |      |             | TEL: 079-436-8100 |        |
| 設置時期  | 平成 16 年 2 月 1 日 | 運転回数 | CNT 99 9720 | 御対応者              |        |

| 点検項目       |            | 点検結果                                |                                        |                                        |                             |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| スイッチ類      |            |                                     |                                        |                                        |                             |
| 電源釦        | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                     | <input type="checkbox"/>               |                             |
| フィルタリセット釦  | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                     | <input type="checkbox"/>               |                             |
| 運転/停止釦     | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                     | <input type="checkbox"/>               |                             |
| アルコールモード釦  | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                     | <input type="checkbox"/>               |                             |
| ランプ類       |            |                                     |                                        |                                        |                             |
| 操作パネル      | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                     | <input type="checkbox"/>               |                             |
| 蛍光灯        | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                     | <input type="checkbox"/>               |                             |
| 洗浄動作       |            |                                     |                                        |                                        |                             |
| フタロック      | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                     | <input type="checkbox"/>               | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/>            |                             |
| 細管洗浄 順方向   | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/>            |                             |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/>            |                             |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/>            |                             |
| アルコールフラッシュ | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/>            |                             |
| オゾン分解ファン   | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/>            |                             |
| 排水         | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/>            |                             |
| 異常音、振動     | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/>            |                             |
| 性能確認       |            |                                     |                                        |                                        |                             |
| オゾン水濃度     | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度 : 0.5                               | mg/L                                   |                             |
| オゾンインジケータ  | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |                                        |                             |
| 酸素発生       | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度 : 91.5                              | %                                      | 流量 : 0.72 L/min             |
| 水漏れ確認      |            |                                     |                                        |                                        |                             |
| 装置外        | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/>            |                             |
| 装置内        | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 <input type="checkbox"/>            | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> |                             |
| 清掃         |            |                                     |                                        |                                        |                             |
| 外装         | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |                             |
| 内部         | 正常         | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |                             |
| 洗浄コネクタ     | } PENTAX 内 | 正常                                  | <input checked="" type="checkbox"/>    | 調整 <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     |            | 正常                                  | <input checked="" type="checkbox"/>    | 調整 <input type="checkbox"/>            | 交換 <input type="checkbox"/> |

| 交換部品       | 数量 | コメント       |
|------------|----|------------|
| 吸着筒        | 一式 | 異常ありませんでした |
| 吸湿筒        | 一式 |            |
| ドレン用フィルタ   | 一個 |            |
| オゾン分解触媒    | 一個 |            |
| 排水シリコンチューブ | 一本 |            |

ご署名 清水 裕和

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。