

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 2月 3日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 636
作業年月日	平成 27年 2月 3日		作業時間	: Hr
顧客名	横山診療所 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-4-10三英ビル3階		電話番号	: 078-591-1731
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 17年 2月 4日	保証期間	内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	7回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>	点検のみ <input type="checkbox"/>		修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

点検項目	点検項目	点検項目	点検項目
電源釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン分解ファン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
フィルタリセット釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
運転/停止釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールモード釦	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾンインジケータ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
操作パネル	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	酸素発生	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
蛍光灯	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	水漏れ確認 装置外	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	水漏れ確認 装置内	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	洗浄コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	洗浄チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		
細管洗浄 エアページ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		
アルコールフラッシュ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	総運転回数: 1139 回	更新(リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施	交換後運転回数: 95 回
酸素発生	濃度: 92.0 %	流量: 0.777 L/min	圧力: 98 ~ 179 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	一式	吸着筒・吸湿筒 NO, <del>                    </del> → NO, <del>                    </del> オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
ドレン用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	一式	
吸着筒		<input type="checkbox"/>	一個	
吸湿筒		<input type="checkbox"/>	一個	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 2月 3日  
ご署名 横山 英二

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山