

管理 No.

発行日 2017年 4月 7日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S			製造番号	: 300134
作業年月日	2017年 4月 7日			作業時間	: Hr
顧客名	田中医院 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市灘区八幡町1-8-15			電話番号	: 078-851-7807
販売店				ご担当	様
納入年月日	2013年 11月 19日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 641 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm 異常音、振動 正常 ☒ 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ プログラムVer 正常 ☒ 0204 / T02BV
酸素ライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	
オゾンセンサー	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	
清掃	正常	☒	
トレイ	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 290 回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 122 回	消毒+アル: 173 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 147 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 61 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	ガソリン濃度計 NO. 12091185 → NO. 15122197
排水フィルター		☐	1個	ガソリンセンサー NO. 121002-023 → NO. 140905-008
給水フィルター		☐	1個	ガソリン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
11リットル		☒	1本	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド		☒	1セット	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H29 年 4 月 7 日

ご署名 齋藤

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山