

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 H29年7月20日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10	製造番号	: 001659
作業年月日	H29年7月20日	作業時間	: 1 Hr
顧客名	武中内科クリニック 様	ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県三田市東本庄1086-1	電話番号	
販売店	神戸医師協同組合・西神事業所	ご担当	吉井 松井 様
納入年月日	H29年11月26日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒	修理表示貼付	☐

(スポンジ作業者)

点検項目	点検項目
電源釦 正常 ☒	オゾン分解ファン 正常 ☒
フィルタリセット釦 正常 ☒	排水 正常 ☒
運転/停止釦 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
アルコールモード釦 正常 ☒	オゾンインジケータ 正常 ☒
操作パネル 正常 ☒	酸素発生 正常 ☒
蛍光灯 正常 ☒	水漏れ確認 装置外 正常 ☒
フタロック 正常 ☒	水漏れ確認 装置内 正常 ☒
給水 正常 ☒	洗浄コネクタ 正常 ☒
細管洗浄 順方向 正常 ☒	洗浄チューブ 正常 ☒
細管洗浄 逆方向 正常 ☒	
細管洗浄 エアパージ 正常 ☒	
アルコールフラッシュ 正常 ☒	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期交換部品（スポンジ）作業完了。

装置情報	総運転回数: 835 回	更新（リセット）実施・未実施	交換後運転回数: 836 回
酸素発生	濃度: 92.7 %	流量: 0.80 L/min	圧力: 111 ~ 203 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☒	一式	NO. 01731 → NO. 12163
吸着筒		☒	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☒	一個	
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H29年7月20日

ご署名

武中 睦美

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	山田