

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

H 30 年 12 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 301343	
作業年月日	H 30 年 12 月 20 日		作業時間	: / Hr	
顧客名	西神すみれクリニック		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	兵庫県神戸市西区糀台5丁目5-2フルー-西神中央1F		電話番号	: 078-997-0099	
販売店	宮野医療器明石営業所		ご担当	牧野 様	
納入年月日	H. 30 年 3 月 7 日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E-108発生。			
E-210発生。			
不具合原因、作業内容			
酸素濃度計、脱気フィルタ 各①交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 574
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	
殺菌槽 LED	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0207 / T04C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
完了			

装置 情報	交換後運転回数: 86 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 4 回	消毒+アル: 83 回
	リークチェック: 76 回	自己洗浄: 60 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. 170J0015 → NO. 51811063
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. → NO.
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
30 年 12 月 20 日 ご署名 野田英子	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	山田