

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210716

発行日：令和3年 7 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300473
作業年月日	令和 3 年 7 月 16 日	作業時間： Hr
顧客名	公立宍粟総合病院 様	TEL： 0790-62-2410
所在地	兵庫県宍粟市山崎町鹿沢 9 3	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2015 年 1 月 28 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 8 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

令和3年 定期保守点検

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 873
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 交換
	☐	運転プログラムバージョン	☒ 0209 / T05C

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。次回オーバーホールをご検討ください。

装置情報	交換後運転回数： 1934 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 4556	殺菌/消毒+アル： 9811
	リークチェック： 6300 自己洗浄： 2015	アルコール単独： 69	エア単独： 3

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒		☒	1
交換後No. 18043142			接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
交換後No. 140610-005			排水栓		☒	1
給水フィルタ 活性炭	☒	1	オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1

お客様ご確認署名欄

2021年 7 月 16 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 島田 万記子 印

修理業者 株式会社 IHI 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
中澤 21.7.16	中澤