

道央佐藤病院 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 宮内 啓太

点検年月日	平成24年 8月 20日	機種名	ONW-10	製造機番	000226
設置場所	内科全病室	TEL			
設置時期	2004/1	使用時間	643回	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.4 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 92% 流量: 0.82 L/min 圧力: 86 ~ 157 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☒
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

年 月 日

ご署名

印

修理報告書兼工事完了証明書

NO. 12820

お客様	道央佐藤病院	機種	ONW-10
所在地	〒059-1265 苫小牧市博前234 TEL 0144-67-0236	機番	000226
販売店	1-ス・Xテック(株)	納品日	1724.8.23
	担当 小野様 TEL 0144-73-0080	依頼日	1724.7.
修理者	宮内 啓太	作業時間	4H
		作業日	1724.8.20

修理依頼・苦情内容

ホバール

不具合原因（故障箇所）と処置内容

ホバール, 運転確認試験を実施しました。

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
010400052	定期交換部品	1	
010408999	水仕込サ- ASSY	3	
010400176	水仕込サ ASSY	3	
010400171	ポンプサ-	1	

年 月 日

ご署名