

# ウオッシャーディスインフェクター WD-150



設置報告書  
株式会社IHIシバウラ

環境事業部 環境サービス部

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL086-944-6528  
FAX086-942-9030



|     |                       |             |             |     |    |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|-----|----|
| お客様 | 名称 上浦 歯科クリニック 様       | 製造番号        | 14060080    | ご確認 | 金子 |
|     | 住所 北海道小樽市稲穂2丁目11番13号  | 納入日         | 2014. 8. 19 |     |    |
|     | 納入場所北海道小樽市稲穂2丁目11番13号 | 納入検査・会社・実施者 | IHI シバウラ 安田 |     |    |

## 項目

| 項目                                                                                       | 判定 | 検査項目                | 項目     | 判定 | 検査項目                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------|----|----------------------|
|          | ✓  | 開閉動作確認              | 外装・設置  | ✓  | 本体の水平確認・基準傾き内        |
|                                                                                          | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検       |        | ✓  | アジャスタフットの緩み・設置状態     |
|                                                                                          | ✓  | ドアロックユニット作動確認       |        | ✓  | キズ・汚れ                |
|                                                                                          | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認     |        | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷    |
|                                                                                          | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態    | 制御     | ✓  | 運転プログラムの確認           |
| 洗剤ポンプ                                                                                    | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付     |        | ✓  | 入力・出力確認              |
|                                                                                          | ✓  | 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ | 性能評価   | ✓  | インジケーターによる残渣判定(TOSI) |
|                                                                                          | ✓  | 洗剤投入量の確認            |        |    |                      |
|                                                                                          | ✓  | ローラーポンプの動作確認        |        |    |                      |
| 給排水                                                                                      | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ    | その他    | ✓  | 付属品の確認               |
|                                                                                          | ✓  | 外部排水ホースの取付状態、水漏れ    |        | ✓  | 運転説明                 |
|                                                                                          |    |                     |        | ✓  | 装置内運転時異音・振動          |
| <br>電系 | ✓  | 電源スイッチの作動状態         | 運転検査結果 |    | トシ                   |
|                                                                                          | ✓  | SDソケットの反応・汚れ        | 良好     |    |                      |
|                                                                                          | ✓  | 行程表示LEDの点灯          |        |    |                      |
|                                                                                          | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ  |        |    |                      |

## 備考

