

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1609

発行日：平成29年 11 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 300035
作業年月日	平成 29 年 11 月 27 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	恵庭第一病院 様		TEL： 0123-34-1155
所在地	北海道恵庭市福住町1丁目6-6		ご担当 様
販売店	ロックメディカル（株）		ご担当 山田 様
納入年月日	平成 22 年 2 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネルが起動しない

不具合原因、作業内容

タッチパネルの故障の為交換

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 802
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

納入からの総運転回数が9949回を超えており、電気系統の寿命と思われます。

なお本器の対応期間も超えていることから、買換えのご検討もお願い致します。

装置 情報	交換後運転回数： 281	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 3187	殺菌/消毒+アル： 6762
	リークチェック： 10	自己洗浄： 1569	アルコール単独： 212	エア単独： 137

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
カラータッチパネル		☒	1				

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者

