

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年12月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100060	
作業年月日	平成26年12月15日		作業時間	10 Hr	
顧客名	藤田内科医院様		TEL	0848-20-7133	
所在地	広島県広島市長浜1丁目23-8		担当	様	
販売店	本洋医機器(株) 三原営業所		担当	森様	
納入年月日	平成22年10月2日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 ☒ 回目		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検 (4年)			
不具合原因、作業内容			
エネクター, アルコールキャブ交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 406
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ 増締め	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
問題ありません。大変スムーズに作業が完了しました。ありがとうございました。			

装置情報	交換後運転回数	115	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌	19	殺菌+アル	370
	リークチェック	0	自己洗浄	222	アルコール単独	2	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
分解器具		☐				☐	
定圧ポンプ部品		☒	1			☐	
アルコールキャブ		☒	1			☐	
エネクター(2本)		☒	2			☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		126 年 12 月 15 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 藤田道雄		

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
松本	松本