

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 5月19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			
作業年月日	平成27年 5月 19日	製造番号: 100727		
顧客名	TEL: 0823-33-0292			
所在地	担当			
販売店	担当 西川			
納入年月日	平成25年 5月 27日	保証期間	内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/>	総合点検 <input checked="" type="checkbox"/>	年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>	修理	修理表示貼付	<input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

総合保守点検部品交換

不具合原因、作業内容

総合保守点検部品交換

点検項目

フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> ハム数 840
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		正常 <input type="checkbox"/>

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 334	更新 (ロット) (実施)・未実施	殺菌: 205	殺菌+7M: 835
	リークチェック: 0	自己洗浄: 49	7Mコル単独: 0	エア単独: 15

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
総合保守点検部品		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27.5.19

年 月 日

ご署名 小口 武彦



修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店  
広島県広島市西区庚午中4-10-36  
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

責任技術者 作業者