

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 5 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:
作業年月日	平成 26 年 5 月 15 日		作業時間: 15 Hr
顧客名	内田内科3消化器科		TEL: 020-519-323
所在地	山口県宇部市月波 2-20-26		担当 院長 様
販売店	新鋭工業株式会社		担当 石川 様
納入年月日	平成 22 年 6 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回 目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守

不具合原因、作業内容

機器点検

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

機器点検終了

装置情報	交換後運転回数: 578	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 1639	殺菌+7L: 776
	リークチェック: 1	自己洗浄: 745	7Lコイル単独: 2	エア単独: 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期保守 2年目点検		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

内田 恒彦

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中 4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

井口