

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年 4 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ■ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □	製造番号：	100373
作業年月日	平成 30 年 4 月 13 日	作業時間：	10 Hr
顧客名	木下クリニック 様	TEL：	082-231-3393
所在地	広島県広島市西区観音本町2-3-1	ご担当	様
販売店	藤井医療器株式会社 様	ご担当	和田 様
納入年月日	平成 24 年 3 月 28 日	保証期間 内 □ 外 ■	付属品
作業区分	保守点検 ■ 総合点検 □ 6 年 6 回目	定期点検シール記入	■
出張・引取	修理 □ 点検のみ □ その他 □	修理表示貼付	□

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・保守点検					
不具合原因、作業内容					
アルコールキャップ(フィル)交換					
点検項目					
フタロック	正常	✓	殺菌槽 LED	正常	✓
酸素ライン	正常	✓	エアライン	正常	✓
アルコールライン	正常	✓	オゾン水濃度計動作	正常	✓
オゾンセンサ	正常	✓	排水栓、排水ライン	正常	✓
給水ライン	正常	✓	細管送水ライン	正常	✓
濃度計流量	正常	✓	排気ライン	正常	✓
水位センサー	正常	✓	オゾン濃度	正常	✓
水漏れ確認	正常	✓	異常音、振動	正常	✓
清掃	正常	✓	電源コード	正常	✓
トレイ	正常	✓	殺菌チューブ類	正常	✓
殺菌槽コネクタ	正常	✓	マニホールド周辺チューブ	正常	✓
		□			□
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
問題あり。大検まで使用停止あり。					

装置	交換後運転回数： 228	更新(リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 106	殺菌/消毒+7L： 1192
情報	リークチェック： 0	自己洗浄： 323	7Lアルコール単独： 6	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		✓	1	吸盤		□	
排水栓		✓	1	接続コネクタ；水槽側		□	
ワゴン水濃度計		✓	1	接続コネクタ；チューブ側		□	
ワゴン水濃度計用フィル		✓	1			□	
オゾンセンサー		✓	1			□	

お客様ご確認署名欄	30 年 4 月 13 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	広島県広島市西区観音本町二丁目3番1号
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	医療法人社団 木下クリニック
	ご署名 理事長 木下 増二 印
	責任技術者 作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
松本	松本