

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年6月14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100788
作業年月日	平成30年6月14日		作業時間：1.0 Hr
顧客名	佐長内科クリニック様		TEL：0849-45-7785
所在地	広島県福山市春日町 1-20-38		ご担当 様
販売店	(株)ミヤノメンテナンス		ご担当 野田 様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5年5回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H30年度 定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常 ☒		殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	321	エアライン	正常 ☒	34~35
アルコールライン	正常 ☒		オゾン水濃度計動作	正常 ☒	パルス数 349
オゾンセンサ	正常 ☒		排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒		細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒		排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒		オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒		異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	清掃 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒		殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	
	☐			☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題なし

装置情報	交換後運転回数：103	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：6	殺菌/消毒+7L：431
	リークチェック：433	自己洗浄：432	アルコール単独：1	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

佐長内科クリニック
ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
	福田