

管理 No. 20190704-01

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 500442
作業年月日	2019 年 7 月 4 日		作業時間: 015 Hr
顧客名	ないう内科 様		TEL:
所在地	〒540-0201 大阪市東区		ご担当: 山本 様
販売店	吉岡×アール		ご担当:
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
 1/44交換 (2019.7/2に交換済み)
 排水管延長工事 TEL有り 7/19 - 1日 → 新入変更

不具合原因、作業内容
 確認下部内斗54
 下記 次月内斗54に交換予定 (画像有り) 5-2 34

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
	☐		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
 7/19 - 1日 → 新入変更 運転問題あり 1/44 → リセット

装置 情報	交換後運転回数: 228	更新 (リセット) 実施・未実施 ☒	殺菌/消毒:	殺菌/消毒+アル:
	リークチェック:	自己洗浄:	アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	3
排水栓		☐		接続コネクタ: 水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ: チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		マニホールドチューブ		☐	1セット
オゾンセンサー		☐		排水フィルタ	新・旧	☒	1

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 ないう内科 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
山本	松本