

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者： 新鋭竹内GM、IHI中澤

点検年月日	H.20年 12月 3日	機種名	ONW-10改	製造機番	000107
設置場所	1F 内視鏡室	TEL			
納入時期	H.14年 4月 30日	使用回数	2514	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☒	タッチシート交換	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.44~0.56 mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生 (ボンベ仕様)	正常	☒	濃度: — %	流量: 0.78 L/min	圧力: 0.247 MPa	
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☒		
内部	正常	☒	清掃	☒	ホース交換	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	11/27 定期点検実施 12/3 岡山工場にて左記 部品交換
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☐	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒ 11/27	一個	
圧カススイッチ	交換 ☒	1	
水ポンプ (P-1)	交換 ☒ 12/3	1	

年 月 日

ご署名

④

※：本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。