

あかだ内科

御中

## 点検確認書

株式会社 IHIシバウラ  
環境事業部

点検担当者: 永井由秀

|       |              |      |        |      |      |
|-------|--------------|------|--------|------|------|
| 点検年月日 | 平成29年 1月 25日 | 機種名  | ONW-10 | 製造機番 | 1587 |
| 設置場所  |              |      |        | TEL  |      |
| 設置時期  |              | 使用時間 | 1587   | 御対応者 |      |

| 点検項目       |    | 点検結果                                |          |                          |                    |                          |
|------------|----|-------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| スイッチ類      |    |                                     |          |                          |                    |                          |
| 電源釦        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/> |                    |                          |
| フィルタリセット釦  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/> |                    |                          |
| 運転/停止釦     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/> |                    |                          |
| アルコールモード釦  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/> |                    |                          |
| ランプ類       |    |                                     |          |                          |                    |                          |
| 操作パネル      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/> |                    |                          |
| 蛍光灯        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換       | <input type="checkbox"/> |                    |                          |
| 洗浄動作       |    |                                     |          |                          |                    |                          |
| フタロック      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/> | 交換                 | <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/> | 交換                 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/> | 交換                 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/> | 交換                 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/> | 交換                 | <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/> | 交換                 | <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/> | 交換                 | <input type="checkbox"/> |
| 排水         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/> | 交換                 | <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/> | 交換                 | <input type="checkbox"/> |
| 性能確認       |    |                                     |          |                          |                    |                          |
| オゾン水濃度     | 正常 | <input type="checkbox"/>            | 濃度:      | mg/L                     |                    |                          |
| オゾンインジケータ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |          |                          |                    |                          |
| 酸素発生       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: 94 % | 流量: 0.75 L/min           | 圧力: 0.08 ~ 0.1 MPa |                          |
| 水漏れ確認      |    |                                     |          |                          |                    |                          |
| 装置外        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/> | 交換                 | <input type="checkbox"/> |
| 装置内        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/> | 交換                 | <input type="checkbox"/> |
| 清掃         |    |                                     |          |                          |                    |                          |
| 外装         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃       | <input type="checkbox"/> |                    |                          |
| 内部         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃       | <input type="checkbox"/> |                    |                          |
| 洗浄コネクタ     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/> | 交換                 | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整       | <input type="checkbox"/> | 交換                 | <input type="checkbox"/> |

| 交換部品     |                                        | 数量 | コメント |
|----------|----------------------------------------|----|------|
| 吸着筒      | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 |      |
| 吸湿筒      | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 |      |
| ドレン用フィルタ | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 |      |
| オゾン分解触媒  | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 |      |
|          |                                        |    |      |
|          |                                        |    |      |

23年 1月25日

ご署名 院長 岡田克夫