

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160205-5
発行日：平成28年 2 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☐		製造番号： 100042
作業年月日	平成 28 年 2 月 5 日		作業時間： 1 Hr
顧客名	消化器科・内科 井上クリニック 様		TEL： 023-681-6080
所在地	山形県山形市北町3-7-1		担当 様
販売店	岡崎医療株式会社 様		担当 栗田 様
納入年月日	平成 22 年 9 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 5 年 2 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常履歴ナシ	
不具合原因、作業内容	
給水と排水(2回目)点検のみ、排水ホース再接続。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 347
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ナシ	

装置情報	交換後運転回数： 1002	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒： 8.956	殺菌/消毒+アル： 0
	リークチェック： 8.970	自己洗浄： 1.289	アルコール単独： 0	エア単独： 54

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	アルコールキャップ		☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄	H28 年 2 月 5 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 渡辺 直子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
	H28 2/5 直子