

## 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190927-Y

発行日：令和 元年 9 月 27 日

|       |                                                                                                                           |                                                                       |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                                                       | 製造番号：300603      |
| 作業年月日 | 令和 元年 9 月 27 日                                                                                                            |                                                                       | 作業時間： 1 Hr       |
| 顧客名   | 津軽医院 様                                                                                                                    |                                                                       | TEL：0172-62-3101 |
| 所在地   | 青森県青森市浪岡大字浪岡字浅井205                                                                                                        |                                                                       | ご担当 様            |
| 販売店   | コセキ(株) 青森営業所 様                                                                                                            |                                                                       | ご担当 浅沼 様         |
| 納入年月日 | 平成 27年 8月 17日                                                                                                             | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                                       |                  |

|                            |                                                                               |                          |                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴            |                                                                               |                          |                                                    |
| 保守点検                       |                                                                               |                          |                                                    |
|                            |                                                                               |                          |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                 |                                                                               |                          |                                                    |
| 保守点検                       |                                                                               |                          |                                                    |
|                            |                                                                               |                          |                                                    |
| 点検項目                       |                                                                               |                          |                                                    |
| フタロック                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 698    |
| オゾンセンサ                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                         | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| <input type="checkbox"/>   |                                                                               | <input type="checkbox"/> |                                                    |
| 作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項 |                                                                               |                          |                                                    |
|                            |                                                                               |                          |                                                    |
|                            |                                                                               |                          |                                                    |

|          |              |                                                       |              |               |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 219 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 | 殺菌/消毒： 59    | 殺菌/消毒+7L： 696 |
|          | リークチェック： 0   | 自己洗浄： 467                                             | 7Lアルコール単独： 1 | エア単独： 1       |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィル |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

石 森 伸 一



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
TEL：022-288-4660

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       |     |