

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200827-12

発行日：令和 2 年 8 月 27 日

|       |                                                                                                                           |                                                                       |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                                                       | 製造番号：300955      |
| 作業年月日 | 令和 2 年 8 月 27 日                                                                                                           |                                                                       | 作業時間：   Hr       |
| 顧客名   | ひきち内科クリニック 様                                                                                                              |                                                                       | TEL：017-758-1155 |
| 所在地   | 青森県東津軽郡平内町大字小湊字愛宕95-2                                                                                                     |                                                                       | ご担当 様            |
| 販売店   | コセキ(株) 青森営業所 様                                                                                                            |                                                                       | ご担当 稲村 様         |
| 納入年月日 | 平成 28 年 8 月 22 日                                                                                                          | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                                       |                  |

|                            |                                                                               |              |                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴            |                                                                               |              |                                                    |
| 保守点検                       |                                                                               |              |                                                    |
|                            |                                                                               |              |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                 |                                                                               |              |                                                    |
| 保守点検                       |                                                                               |              |                                                    |
|                            |                                                                               |              |                                                    |
| 点検項目                       |                                                                               |              |                                                    |
| フタロック                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 654    |
| オゾンセンサ                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm |
| 水漏れ確認                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                         | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 |                                                                               |              |                                                    |
|                            |                                                                               |              |                                                    |

|          |             |                                                                               |           |               |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数：444 | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒：830 | 殺菌/消毒+7L：1033 |
|          | リークチェック：0   | 自己洗浄：1021                                                                     | アルコール単独：5 | エア単独：0        |

| 交換部品名称       | 部品コード       | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |             | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |             | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計      | SN 16032256 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |             | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |             | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| お客様ご確認署名欄                                                            | 年 月 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |       |
| ご署名 佐藤 至子                                                            | 印     |

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
TEL：022-288-4660

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                   |
|  |  |