

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200924-02

発行日：令和 2年 9月 24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒	製造番号： 301251
作業年月日	令和 2年 9月 24日	作業時間： / Hr
顧客名	いわき草木台総合クリニック 様	TEL： 0246-28-1145
所在地	福島県いわき市草木台5丁目1-5	ご担当 様
販売店	オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社	ご担当 様
納入年月日	平成 29年 8月 30日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

指定部品及び消耗品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 262
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

リギア 762252470 交換、排水フィルター交換

装置情報	交換後運転回数：721-20 更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒：765	殺菌/消毒+アル：1466
	リークチェック：2154 自己洗浄：808	アルコール単独：26	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計	16082482	☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R 2 年 9 月 24 日

ご署名 いわき草木台総合クリニック

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	R2.9.24 