

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210312-G
発行日 令和3年 3 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号 : 300023
作業年月日	令和 3 年 3 月 12 日		作業時間 : /、o Hr
顧客名	小豆嶋胃腸科内科クリニック 様		TEL : 0197-65-6006
所在地	岩手県北上市本通り4-13-6		ご担当 様
販売店	レジットメディカル株式会社岩手支店		ご担当 様
納入年月日	平成 25 年 6 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
6/25 停電 (E.V.40) → 特に不具合なし					
不具合原因、作業内容					
定期点検					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ ハルス数 808
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒ (交換)
		☐			
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項					
異常なし					

装置情報	交換後運転回数 :	406	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒 :	1375	殺菌/消毒+アル :	1375
	リークチェック :	2250	自己洗浄 :	1350	アルコール単独 :	14	エア単独 :

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	1
ポン水濃度計	170P2814	☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	1
ポン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	R3 年 3 月 12 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	岩川 千春 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 仙台支店 宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10 TEL : 022-288-4660	責任技術者	大友	作業者	R3.5.12 後藤
------	--	-------	----	-----	---------------