

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者: 新鋭工業 山崎 (B)

| | | | | | |
|-------|-------------|------|--------|------|--------------|
| 点検年月日 | 22年 3月 9日 | 機種名 | ONW-10 | 製造機番 | 001669 |
| 設置場所 | 長岡市豊田町7番10号 | | | TEL | 0258-36-5666 |
| 納入時期 | 21年 1月 27日 | 使用回数 | | 御対応者 | 佐藤 |

| 点検項目 | 点検結果 | | | |
|--------------|------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| スイッチ類 | | | | |
| 電源釦 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| フィルタリセット釦 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 運転/停止釦 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| アルコールモード釦 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| ランプ類 | | | | |
| 操作パネル | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 蛍光灯 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄動作 | | | | |
| フタロック | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 | <input type="checkbox"/> |
| 給水 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアバージ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 | <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 | <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 | <input type="checkbox"/> |
| 排水 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 | <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 | <input type="checkbox"/> |
| 性能確認 | | | | |
| オゾン水濃度 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: | mg/L |
| オゾンインジケータ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 酸素発生 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: % 流量: L/min 圧力: 0.23/ MPa | |
| 水漏れ確認 | | | | |
| 装置外 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 | <input type="checkbox"/> |
| 装置内 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 | <input type="checkbox"/> |
| 清掃 | | | | |
| 外装 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃 | <input type="checkbox"/> |
| 内部 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃 | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄コネクタ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整 | <input type="checkbox"/> |

| 交換部品 | 数量 | コメント |
|----------|--|------|
| 吸着筒 | 交換 <input type="checkbox"/> | 一式 |
| 吸湿筒 | 交換 <input type="checkbox"/> | 一式 |
| ドレン用フィルタ | 交換 <input type="checkbox"/> | 一個 |
| オゾン分解触媒 | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 |

22. 3. 9
年 月 日

新潟県長岡市豊田町7-10
ご署名 高橋内科医院
電話(0258)36-5666



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。