

点検確認書

株式会社IHシバラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 山崎

点検年月日	25年 2月 8日	機種名	ONW-10B	製造番号	001669
設置場所	新潟県長岡市豊町 7番地10			TEL	0258-36-5666
納入時期	21年 1月 23日	使用回数		御対応者様	

点検項目	点検結果			
スイッチ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
電源釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
フィルタリセット釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
運転/停止釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
アルコールモード釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
ランプ類				
操作パネル	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
蛍光灯	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
洗浄動作				
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
吸水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 エアパージ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
アルコールフラッシュ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
排水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
異常音・振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
性能確認				
オゾン水濃度	正常	<input type="checkbox"/>	濃度	mg/L
オゾンインジケータ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>		
酸素発生	正常	<input type="checkbox"/>	(濃度: _____ %)(流量: _____ L/min)(圧力: _____ Mpa)	
水漏れ確認				
装置外	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
装置内	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
清掃				
外装	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>
内装	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>
洗浄コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
洗浄チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 <input type="checkbox"/>	7ヶ右側) バネ片側折れ
吸湿筒	交換 <input type="checkbox"/>	
ドレンフィルタ	交換 <input type="checkbox"/>	
オゾン分解触媒	交換 <input checked="" type="checkbox"/>	

年 25. 2. 8
 新潟県長岡市豊町7番地10
高橋内科医院
 高橋 院
 印

ご署名

*本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。